


Agilent ChemStation Revision B.04.02

The New Look of the LC ChemStation in Detail



The screenshot shows the 'Method & Run Control' window. Callouts point to various features:

- Start/Stop/Pause buttons:** Located at the top of the instrument control panel.
- Method information area:** Displays the current method name (MYMETHOD.M) and a description.
- Instrument dashboard area for all modules:** Shows real-time data for ALS (5.0 µL), GradPump (2.000 ml/min, 77.69 bar), Column Oven (24.98 °C), and VWD (254 nm).
- UI access to data analysis and ECM preferences:** Accessible via icons on the right side of the dashboard.
- Information area for current sample:** A table showing sample details like Location, Sample Name, Sample Info, and Data Dir.
- Access to sample tray:** A button at the bottom of the sample information table.

Novinky v ChemStation revize B.04.02

- Nový uživatelský interface pro Method&Run Control
- Plná kompatibilita s existujícími metodami s automatickou migrací metod
- Zjednodušená tvorba sekvencí (Easy Sequence)
- Agilent Compliance Engine pro kvalifikaci přístrojů v celé laboratoři
- Lab Advisor – aplikace pro diagnostiku přístrojů nezávisle na data systému
- Advanced Reporting Capabilities v nové verzi OpenLAB inteligentních reportů

Agilent RC.NET driver technologie

- vycházející z aktuálních Microsoft .NET technologií
- Konvergence Agilent chromatografických data systémů EZChrom & ChemStation (stejné metody, stejný uživatelský interface)
- XML struktura souborů - stejný formát pro ChemStation a EZChrom
- Nový jednoduchý editor templátů reportů, chromatogramy jsou zahrnuty v reportech

Zjednodušení Agilent ChemStation verze B.04.02 Vás příjemně překvapí, objevíte další vylepšení v intuitivním ovládní Vašich přístrojů.

Pro cenové informace a aktualizace kontaktujte prosíme info@hpst.cz

Literatura:

PN	Description	PL	Type
5989-9917EN	Agilent Lab Advisor - Diagnostic and Monitoring Software for Agilent Instrumentation	SW	TN
5990-5348EN	OpenLAB - Unlocks Your Lab's Potential (WEB)	SW	BR
5989-9898EN	Agilent OpenLAB ECM Intelligent Reporter - An easy-to-use solution to meet the complex reporting needs of the analytical laboratory	SW	PN
L43D373	Agilent ChemStation Revision B.04.02. What's New ?	SW	SL

Adopting new technology.

Informace o SV školeních – viz www.hpst.cz

Our measure is your success

[Products](#) | [applications](#) | [software](#) | [services](#)

[HPST Home](#) | [Unsubscribe](#)

© Copyright 2010 HPST, s.r.o.. All rights reserved.

This email update is from HPST, s.r.o., autorizovaný distributor Agilent Technologies.
HPST, s.r.o, www.hpst.cz, info@hpst.cz, tel: 244001231