

Program EZ Chrom uživatelského kurzu:

1.den, úterý

- 9:00 Zahájení kurzu v HPST, obecné informace
- 9:15 Instalace software
- 9:45 Vytváření a správa instrumentů, uživatelů, projektů - system administration wizard
- 10:15 Konfigurace instrumentů; licence - key program
- 10:45 Cvičení – konfigurace instrumentů
- 11:15 Nastavení metody a instrumentu, přehled integrace, kalibrace, základních reportů
- 12:00 Spuštění preview run, samostatného nástřiku a sekvence nástřiků, run queue
- 12:30 Oběd
- 13:30 Cvičení – nastavení přístroje a metody
- 14:15 Nahrávání chromatogramů, vlastnosti a nastavení grafických oken
- 14:45 Cvičení – práce s datovými soubory
- 15:15 Integrační parametry v metodě, manuální integrace
- 15:45 Grafické zadávání integračních parametrů, area report - nekalibrovaný report
- 16:15 Cvičení - integrace
- 17:00 Ukončení 1. dne

2.den, středa

- 8:30 Tabulka píků a skupin
- 9:00 Principy kalibrace a rekalibrace, tvorba kalibrační tabulky
- 10:30 Reporty ESTD, ISTD, Norm%
- 12:30 Oběd
- 13:30 Cvičení - kvantifikace
- 15:00 Sekvence - měření vs reprocessing, parciální sekvence
- 15:30 Základní reporty pro sekvenci
- 16:00 Cvičení - sekvence
- 17:00 Ukončení 2. dne

3.den, čtvrtek

- 8:30 Sekce instrumentální – GC (pro uživatele GC) – údržba a diagnostika přístrojů
Sekce instrumentální – LC (pro uživatele LC) – údržba a diagnostika přístrojů
- 12:30 Oběd
- 13:30 Reporty vlastní metodě a sekvenci, advanced reporty
- 14:15 Cvičení – reporting
- 15:00 Nastavení system suitability v metodě a sekvenci, audit trail, electronic signature
- 15:30 Diskuse ke cvičením, volná diskuse
- 17:00 Ukončení kurzu**

Všechny lekce budou doprovázeny praktickými ukázkami a následovány individuálními laboratorními cvičeními, k dispozici bude demonstrační přístroj a PC pro každého účastníka.

Školení probíhá vždy na nejnovější verzi software, pokud není v přihlášce uvedeno jinak.