

## LC/MS/MS QQQ pesticidní a forensně toxikologický aplikační kit



**Analýza pesticidů** v potravinách a životním prostředí **nebo toxikologických látek** v biologických vzorcích jsou náročné pro nízké koncentrace poměrně velkého množství analytů, které je třeba monitorovat a kvantifikovat. Agilent LC/MS/MS aplikační kity, které obsahují databáze MRM přechodů, jsou připraveny ke snadnému užití a umožní tak rychlé a efektivní použití metod ve Vaší laboratoři.

### Obsah kitu:

- DMR databázi se jmény látek, MRM přechody a s optimalizovanými hodnotami fragmentoru a kolizní energie
- LC kolona a testovací směs s reprezentativními analyty, takže nemusíte ztrácet čas a peníze za nákup individuálních komponent
- DVD s metodou, vzorovými daty, aplikací a návodem a příkladem použití databáze pro snadné porozumění využití databáze

### Kity:

**The Pesticides Application Kit (G1733AA)** pro LC-QQQ obsahuje Dynamic MRM Database s více než 750 pesticidy.

**The Forensic Toxicology Application Kit (G1734AA)** pro LC-QQQ obsahuje Dynamic MRM Database s více než 200 analytů.

### Odkazy:

[LC/MS Triple Quadrupole](#)

[Software](#)

[LCMS](#)