

Visiprep™ SUPELCO

Počet pozic: 12/24

Součástí dodávky:

- víko s 12/24 pozicemi, každá pozice má svůj on/off ventil pro možnost uzavření pozice při nevyužití plné kapacity přístroje nebo pro regulaci průtoku kapaliny
- skleněná komora s těsnícím krytem a držákem
- manometr pro měření vakua
- stojánek umožňující použití různých sběrných nádob (zkumavek 10 a 16 mm, vialek s průměrem 22,75 mm, odměrných baněk 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, scintilačních vialek 20 ml)



Katalogové číslo	Specifikace	Poznámka
SIG57030-U	Manifold – 12pozicový systém s PTFE jehlami	
SIG57250-U	Manifold – 24pozicový systém s PTFE jehlami	
SIG57044	Manifold – 12pozicový systém s vyměnitelnými PTFE vložkami (zabraňující kontaminaci)	
SIG57265	Manifold – 24pozicový systém s vyměnitelnými PTFE vložkami (zabraňující kontaminaci)	
Příslušenství pro 12pozicový manifold		
SIG57100-U	Sušicí nástavec pro 12pozicový manifold	
SIG57031-U	Víko s 12ks ventilků, těsnění	
SIG57033	Těsnění	2 ks
SIG57037	Stojánek pro 10 mm zkumavky	
SIG57039	Stojánek pro 16mm zkumavky	
SIG57040-U	Stojánek pro 2ml autosamplerové vialky	
Příslušenství pro 24pozicový manifold		
SIG57124	Sušicí nástavec pro 24pozicový manifold	
SIG57251	Víko s 24ks ventilků, těsnění	
SIG57254	Těsnění	2 ks
SIG57255	Stojánek pro 10mm zkumavky	
SIG57257	Stojánek pro 16 mm zkumavky	
SIG57258	Stojánek pro 2 ml autosamplerové vialky	

Obecné příslušenství		
Katalogové číslo	Specifikace	Poznámka
SIG57032/SIG57028	Ventilky (SIG57030-U)/(SIG57044-U)	2 ks
SIG57047/SIG57059	Teflonové jehly (SIG57030-U)/SIG(57044-U)	12ks/100ks
SIG57036	Nerezové jehly (SIG57030-U)	12 ks
SIG57120-U	SPE Vacuum Pump Trap Kit 	
Adaptéry pro aplikace velkých objemů vzorků		
SIG57272	Adaptér pro 12, 20 a 60 ml SPE kolonky	3 ks
		
SIG57275	Adaptér pro 3 nebo 6 ml SPE kolonky	4 ks
SIG57276	1/8 palcové PTFE hadičky s barevným rozlišením	4 ks, náhradní
SIG57277	Ferule/nuts barevně rozlišené	4 ks
SIG57278	Ocelová závaží pro hadičky s OD 1/8 palce	4 ks
SIG57273-U	Uzávěr na láhev ISO 45 pro SPE kolonky 3 nebo 6ml	4 ks
SIG57274-U	Uzávěr na láhev 1/4-28 pro SPE kolonky 12, 20 nebo 60ml	3 ks