



UZ digitální čističky řady U-STH

UZ digitální čističky řady U-STH



■ **Celonerezové kompaktní čističky ECOSON** o objemu 2,5 litru - 28 litrů s digitálním generátorem

■ **Nastavitelné a regulovatelné funkce:**

- **SWEEP** (frekvenční modulace ultrazvukového pole – homogenní rozložení ultrazvukového pole, zlepšení čistícího efektu)
- **DEGAS** (odplyňování čistícího roztoku)
- **Regulace UZ výkonu** – 40% -100% s krokem 10%
- **Ohřev** - regulovatelný 40 °C -70 °C s přesností +/-1 °C
- **Časovač** - nastavitelný 2, 4, 6, 8, 12, 16 minut nebo trvalý provoz

■ **Nastavené funkce:**

- **Soft-Start a Soft-Stop** (postupný růst/pokles ultrazvukového výkonu po zapnutí/vypnutí čističky)
- **AM** (amplitudová modulace ultrazvukového pole – optimalizace kavitačního efektu)
- **APC** (aktivní řízení ultrazvukového výkonu – zajištění konstantního ultrazvukového výkonu při různém množství čistěných předmětů, kolísání napětí sítě a kolísání vlastností čistícího roztoku – zaručovaná stabilita ultrazvukového výkonu +/-3%)
- **ATC** (automatické ladění pracovní frekvence – optimalizace činnosti ultrazvukových měničů)

■ **Dotykový ovládací panel** - indikuje okamžité hodnoty nastavených hodnot doby čištění, teploty a ultrazvukového výkonu a zapnutí funkcí DEGAS a SWEEPP

■ Všechny díly čističky (plášť, vanička, koš) jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304/DIN 1.4301

■ Na opláštění se používá nerezová ocel v dekorativním provedení

■ Plášť je odolný proti kapající vodě, stupeň krytí IP32

■ **Pracovní frekvence:** 40kHz

■ **Síť:** 220-230Vac/50-60Hz TN_S systém

■ **Ceny:** bez DPH 20%, bez dopravy

UZ digitální čističky řady U-STH



U-3STH

Vnitřní rozměry vany (mm):	238x137x100 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	265x162x277 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	2,5
Ultrazvukový výkon:	2x180 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	330 W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Výpusť:	ne
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Čistička cena:	-
Víko cena:	-
Koš cena:	-



U-5STH

Vnitřní rozměry vany (mm):	300x150x100 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	325x176x307 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	5,4
Ultrazvukový výkon:	2x260 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	430 W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Výpusť:	ne
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Čistička cena:	-
Víko cena:	-
Koš cena:	-



U-7STH

Vnitřní rozměry vany (mm):	300x150x200 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	353x176x357 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	7,2
Ultrazvukový výkon:	2x300 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	430 W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Výpusť:	ne
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Čistička cena:	-
Víko cena:	-
Koš cena:	-



U-6STH

Vnitřní rozměry vany (mm):	300x238x100 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	325x265x307 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	6,1
Ultrazvukový výkon:	2x320 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	430 W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Výpusť:	ne
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Čistička cena:	-
Víko cena:	-
Koš cena:	-

UZ digitální čističky řady U-STH

U-10STH



Vnitřní rozměry vany (mm):	300x238x150 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	325x265x307 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	9,2
Ultrazvukový výkon:	2x360 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	600 W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Výpusť:	1/2"
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Čistička cena:	-
Víko cena:	-
Koš cena:	-

U-12STH



Vnitřní rozměry vany (mm):	300x238x200 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	325x265x357 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	12
Ultrazvukový výkon:	2x400 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	700 W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Výpusť:	1/2"
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Čistička cena:	-
Víko cena:	-
Koš cena:	-

U-6STH-L



Vnitřní rozměry vany (mm):	500x136x100 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	530x162x307 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	6
Ultrazvukový výkon:	2x320 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	430 W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Výpusť:	1/2"
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Čistička cena:	-
Víko cena:	-
Koš cena:	-

U-10STH-L



Vnitřní rozměry vany (mm):	500x136x150 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	530x162x307 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	9
Ultrazvukový výkon:	2x360 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	600 W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Výpusť:	1/2"
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Čistička cena:	-
Víko cena:	-
Koš cena:	-

UZ digitální čističky řady U-STH



U-13 STH

Vnitřní rozměry vany (mm):	330x300x150 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	352x325x357 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	13
Ultrazvukový výkon:	2x600 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	700 W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Výpusť:	1/2"
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Čistička cena:	-
Víko cena:	-
Koš cena:	-



U-17 STH

Vnitřní rozměry vany (mm):	330x300x200 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	352x325x357 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	17
Ultrazvukový výkon:	2x600 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	800 W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Výpusť:	1/2"
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Čistička cena:	-
Víko cena:	-
Koš cena:	-



U-20 STH

Vnitřní rozměry vany (mm):	500x300x150 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	530x325x357 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	20
Ultrazvukový výkon:	2x800 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	1200 W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Výpusť:	1/2"
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Čistička cena:	-
Víko cena:	-
Koš cena:	-



U-28 STH

Vnitřní rozměry vany (mm):	500x300x200 (DxŠxH)
Vnější rozměry přístroje (mm):	530x325x357 (DxŠxV)
Objem vany (litr):	27,5
Ultrazvukový výkon:	2x800 W (šp.) za periodu
Výkon ohřevu:	1400 W
Časovač:	7 pozic, nepřetržitý
Výpusť:	1/2"
Volitelné příslušenství:	nerezové víko + koš
Čistička cena:	-
Víko cena:	-
Koš cena:	-