

HPLC kolony




Dostupné pro chromatografii na RP a NP, také HILIC, IEX, GPC/SEC a pro separaci biomolekul. Nabízíme více než 20 různých fází kolon Poroshell s pevným jádrem, ve 3 provedeních dle velikosti částic: 1.9 μm , 2.7 μm , a 4 μm pro širokou oblast HPLC a UHPLC aplikací.

Sleva 30 % promo kód: hplc24

 [HPLC & LC Columns Selector Tool](#)

GC kolony



GC kolony značky J&W slaví 50 let na trhu – např. řada Ultra Inert, WAX kolony, PLOT kolony, náplňové kolony a rovněž nevyčerpatelné množství různých fází polysiloxanových kolon, pokrývajících celé spektrum GC a GC/MS aplikací.

Sleva 30 % promo kód: gc24

 [GC Column Selector Tool](#)

Produkty pro úpravu vzorku



SPE kolony, SPME vlákna, stříkačkové filtry, QuEChERS, SPE manifoldy a další zařízení pro úpravu vzorku.

Řešení pro PFAS analýzy. Co nabízí PFAS WAX SPE:

Agilent Bond Elut PFAS WAX

- Polymeric polystyrene divinylbenzene (PSDVB) sorbent
- WAX chemistry—diamino functionality
- pKa > 8
- Multiple bed mass options: 500 mg, 200 mg, 150 mg

Sleva 30 % promo kód: prep24

 [SPE Selector Tool](#)

Různé typy vialek*



*nevztahuje se na ekonomická balení

Běžné 2 ml krimpovací nebo šroubovací, headspace, EPA, vialky s certifikátem pro LC-MS, inserty, víčka, septa a další...

NOVINKA!

PFC-free vialky za rozumnou cenu!

2 mL šroubovací vialka, PP (100pk) 5191-8121
2 mL šroubovací vialka, PP (500pk) 5191-8123
9 mm šroubovací víčko (PP) se septum
PP/silicone (100pk) 5191-8151

 **Vials Selector Tool**

Sleva 30 %

promo kód: **vials24**

AdvanceBio Spin Columns



NOVINKA!

Jsou určeny pro efektivní úpravu vzorku před analýzou proteinů a oligonukleotidů – převážně k odstranění solí a jiných nežádoucích malých molekul. Jsou založeny na principu gelové filtrace a dostupné jsou v analytickém a semipreparativním měřítku.

Sleva 30 %

promo kód: **spin24**

Stříkačky



Manuální stříkačky barevně odlišitelné podle objemu, nebo do autosampleru Agilent, CTC a dalších výrobců.

NOVINKA – High-Flow 10 uL pro autosamplery s jehlou 23-26S, ID 0.15 mm **pro více viskózní vzorky.**

Např.: kat.č. 5181-1267-HF - 10uL 23-26s /42/HP, High Flow Standard Microliter Syringe

 **Autosampler Syringes Selector**

Sleva 30 %

promo kód: **srg24**