


HPLC kolony Agilent

HPLC a UHPLC kolony s plně porézními (značky Zorbax, Polaris, Pursuit, atd.) a povrchově porézními částicemi s pevným jádrem (Poroshell).

Poslední zmíněné nabízí více než 20 unikátních fází a velikosti částic 4 μm , 2.7 μm a 1.9 μm umožňují široký výběr selektivity od tradiční HPLC až k UHPLC, včetně preparativních kolon.



1.9 μm 2.7 μm 4.0 μm




Sleva 30 % promo kód: PLBC25

Bezpečnostní uzávěry na láhve InfinityLab Quick Change Solvent Purifier InfinityLab Quick Change Inline Filtry

Chraňte svoji kolonu před nežádoucími nečistotami pocházejícími z různých částí systému (vzorky, znečištěné mobilní fáze) a používejte bezpečnostní uzávěry na láhve s MF a Agilent InfinityLab Quick Change inline filtry, nebo Quick Change Solvent Purifier.



kat. č. 5043-1326



kat. č. 5067-1603



kat. č. 5067-1607


Sleva 30 % promo kód: ILQ25

Quick Connect & Quick Turn Fingertight Fittings

Používejte správné konektory pro připojení HPLC kolon a vyhněte se potížím spojeným s netěsností systémů. Pružinový systém umožňuje snadné přizpůsobení se různým vnitřním závitům kolon. Vždy používejte jen doporučené kompatibilní typy kapilár, které jsou nyní dostupné i v bio-inertním provedení.



kat. č. 5067-5966



kat. č. 5067-5965


Sleva 30 % promo kód: QC25

Výbojky s dutou katodou (HCL) pro AAS + deuteriové, wolframové a fluorescenční výbojky pro HPLC detektory (DAD, VWD) a UV-VIS spektrofotometry

Nabízíme širokou paletu AAS HCL – kódované, nekódované, jednoprvkové, víceprvkové – vhodné pro systémy Agilent a Perkin Elmer.

Deuteriové lampy pro HPLC detektory (DAD, VWD) s vysokou stabilitou a dlouhou životností (nastvícených 2000 hodin).

Noisy Baseline



Agilent

Authorized
Distributor

Sleva 30 % promo kód: LA25

UI & GCMS kolony (včetně novinky ultra-low-bleed 5Q)

GC kolony řady Ultra inert mají vysoce inertní provedení povrchu stacionární fáze a unikátní selektivitu. Mezi ně patří: DB-1ms UI, HP-1ms UI, DB-5ms UI, HP-5ms UI, DB-35ms UI, DB-624 UI, DB-Select 624 UI, DB-UI 8270D, DB-WAX UI, DB-FATWAX UI, DB-BAC1 UI a DB-BAC2 UI.

Akce se vztahuje rovněž na všechny GC/MS kolony s nízkým a ultra nízkým bleedingem.



UI GC columns

Sleva 30 % promo kód: GCMS25

Produkty pro úpravu vzorku

Rozmanitá nabídka produktů pro úpravu vzorku před analýzou (SPE kolony, SPME vlákna, QuEChERS, filtrace), včetně manifoldů a dalšího příslušenství jako komplexní řešení i těch nejnáročnějších analýz pro Vaši laboratoř.



SamplePrep Selector Tool



Sleva 30 % promo kód: SPE25



Agilent

Authorized
Distributor