

10% sleva
na všechny modely
promo kód: HMI10

Zakoncentrování vzorku



Koncentrátor LabEva je určen pro zakoncentrování vzorku. Odpařování je zajišťováno ohřevem vzorku a odfukáváním rozpouštědla proudem inertního plynu popř. vzduchu.

V ceně koncentrátorů nejsou vyhřívací bloky.

10% sleva na všechny modely!



HMINDK200-1NP
za **24 500 Kč** bez DPH


HMINDK200-2NP
za **26 500 Kč** bez DPH



Model s jedním hliníkovým blokem
HMIMINI-100N za **11 975 Kč** bez DPH



Model se dvěma hliníkovými bloky
HMINDK200-2N za **26 500 Kč** bez DPH



Model (VISIBLE) s čelními průřezy
v hliníkovém bloku, kterými lze sledovat
množství odpařovaného vzorku v jednotlivých
pozicích (**HMINK200-1BN**) za **24 500** bez DPH



Model pro zahušťování malých
objemů v mikrotitračních destičkách nebo
v Eppendorf zkumavkách 0.2 ml
(**HMINDK200-1A**) za **26 000 Kč** bez DPH



Akční leták září - prosinec 2025
Spotřební materiál a laboratorní vybavení



10% sleva
na všechny modely
promo kód: ERA10

NEW ERA
Pump Systems Inc.
SyringePump.com

Stříkačkové pumpy



Jednopozičová stříkačková pumpa

Rychlost 0.73 μ l/h (1ml stříkačka) -
2100 ml/h (60ml stříkačka)

ERA1000-ES za **27 500 Kč** bez DPH

ERA1010-ES High Pressure Syringe Pump - pumpa s dvojnásobnou vytlačovací silou za **31 200 Kč** bez DPH



Pumpy pro mikrostříkačky

Rychlost 0.007 nl/h (stříkačka 0.5 μ l) do 2 371 μ l/min (stříkačka 140 ml)

ERA1002X-ES za **52 950 Kč** bez DPH

ERA4002X-ES za **68 125 Kč** bez DPH



Dvoupozičové pumpy

ERA4000-ES za **36 075 Kč** bez DPH



Vícepozičové pumpy

ERA1600-ES pro 2 nebo 4 stříkačky (140 ml) nebo 6 stříkaček (60 ml) za **52 950 Kč** bez DPH

ERA1800-ES pro 2, 4, 6, nebo 8 stříkaček (10 ml) za **52 950 Kč** bez DPH

ERA1200-ES pro 2, 4, 6, 8, 10, nebo 12 stříkaček (3 ml) za **52 950 Kč** bez DPH

Není určeno pro klinické aplikace

