

dTrite-Pro



Elektronicky řízená titrace pro maximální přesnost, stabilitu a eliminaci lidské chyby

Široký pracovní rozsah:

- varianty: 0,01–10 mL / 0,02–25 mL / 0,02–50 mL
- jednotlivý krok již od 10 μ L
- špičkový motor zajišťující maximální přesnost dávkování

Inteligentní ovládání:

- dotykový displej a uživatelsky přívětivý ovládací panel s jasným zobrazením parametrů
- dálkové ovládání – žádné rušivé zásahy během titrace, možnost vzdálené obsluhy

Moderní konektivita:

- vestavěné Bluetooth & Wi Fi – snadné připojení k softwaru, přenos a archivace dat

Multifunkční provoz:

- tři režimy: jedna kapka / pevný objem / manuální výdej
- dva režimy sání: manuální nebo pevný objem

HiPette-LTS

Lehké, přesné a pohodlné pipetování



HiPette jednokanálové:

- široká nabídka modelových řad: 12 nastavitelných modelů (0,1 μ L – 10 mL)
- jemné nastavení objemu s krokem 1/1000 rozsahu pro absolutní přesnost
- one-Click Volume Lock proti nechtěným změnám objemu
- ultra lehké provedení, minimální odpor pístu, tlačítko s nízkou silou



HiPette multikanálové

- plně autoklávatelné multikanálové pipety pro rychlé dávkování do stripů a mikrotitračních destiček
- dostupné konfigurace 8-, 12- a 16-kanálové modely pokrývají klíčové objemové rozsahy 0,5–10 μ L, 5–50 μ L, 50–300 μ L.
- otočná hlava o 360° pro přirozený dosah a ergonomii



CENA JIŽ OD 30 655 Kč

VÁHY POLARIS- nová úroveň laboratorního vážení

- analytické, semi-micro (PAB), přesné (PPB) a robustní s vyšší nosností (PBT)
- **nejjasnější a největší displej** v historii Adam Equipment (barevný LCD displej s intuitivní navigací, stavem aplikací, kapacitním ukazatelem a jasnou vizualizací výsledků)
- LED osvětlená vážicí komora
- **nová technologie Air Diversion Technology (ADT)** - chrání měření před turbulentním prouděním vzduchu a výrazně stabilizuje hodnoty a zrychluje ustálení
- robustní ABS tělo, nerez vážicí miska, kryt proti prachu
- **5letá záruka** – standard celé řady

POLARIS



ADAM

CENA JIŽ OD 27 910 Kč

Gilian Dustlight – osobní kontrola prachu v reálném čase

- **osobní, ultralehký (jen 149 g)**, real-time monitor prachu
- zobrazuje frakce PM1-PM10 v reálném čase pomocí laserové fotometrie
- **okamžitá detekce nebezpečných expozic jednotlivce**, umožňuje rychlou nápravu na pracovišti
- intuitivní „**semaforový**“ systém (zelená/žlutá/červená)
- robustní design pro náročné pracovní prostředí
- přenos dat do mobilní nebo webové aplikace
- inteligentní údržba (automatický výpočet servisních intervalů a upozornění na nutnou údržbu)



SENSIDYNE
Industrial Health & Safety Instrumentation

Hledáte moderní řešení, která posunou Vaši laboratoř na vyšší úroveň?

Náš produktový specialista Vám představí špičkové laboratorní přístroje pro efektivní, přesnou a bezpečnou přípravu vzorků – od plně automatizovaných systémů až po robustní zařízení pro náročné provozy.

Pomůže Vám vybrat optimální řešení na míru, zajistí ukázky zařízení i následnou technickou podporu.

#LCTech #AlyTech #Binder #CROA #SFE #Waldner #SMEG #Antylia



**Kontaktujte
produktového specialistu**